



Ten20[®] konduktív paszta

[HU]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Összetevők: polioxietilén 20 cetil éter, víz, Glicerín, kalcium-karbonát, 1,2-propanediol, kálium-klorid, montmorillonit, nátrium-klorid, polioxietilén 20 szorbit, metil-parabén, propilparabén.

Terápiás javallatok: Zselézetlen neurodiagnosztikai elektródákkal végzett neuromonitor eljárásokhoz való használatra, például a következők esetén: EEG-vizsgálatok, kiváltott potenciál eljárások, PSG és MSLT.

Alkalmazás: A Ten20 konduktív paszta tapadóképessége általában elegendő az elektródák bőrre helyezéséhez, valamint ahhoz, hogy vezetőképességet biztosítson a neurodiagnosztikai vizsgálatához. Vigye fel a szükséges mennyiséget egy felületre, például egy sebészeti ragasztócsíkra. Gyengéden dörzsölje a bőrbe egy arra alkalmas termékkel, például Nuprep[®] készítménnyel. Használjon közepesen üreges, harang alakú csészeelektrodát: töltsen enyhén púposra a pasztával az elektródacsésze belsejét. Helyezze az elektródát az előkészített bőrfelületre közepes erősségű nyomással. Rögzítse az elektródát ragasztószalaggal vagy egy gézdarabbal.



Szembe ne kerüljön! Ha a termék mégis szembe kerülne, akkor öblítse meleg vízzel 10-15 percig. Ne dörzsölje meg a szemét! • **Kizárólag helyileg, sértetlen bőrfelületen alkalmazható.** Ne vigye fel nyílt sebre, annak környékére vagy sérült bőrfelületre. • **Különösen körültekintően járjon el az olyan betegek esetén, akiknek a kórelőzményében bőrallergia, esetleg kozmetikumokra és bőrápoló szerekre való érzékenység szerepel.** Ha kiütés, bőrpír, viszketés, duzzanat vagy más rendellenesség észlelhető, akkor azonnal mossa le a terméket. • **Nagyban eltérő lehet, hogy az egyes betegek mennyire tolerálják a helyi alkalmazású termékeket.** Néhány beteg nehezen tolerálja a ragasztószereket, a dörzsölő szereket, a konduktív közegeket és a sókat. Vegyen komolyan minden olyan tünetet, amely a termékkel szembeni intoleranciára utalhat! • **Kérje meg a beteget arra, hogy jelezze az elektróda helyén fellépő bőrpírt, fájdalmat és duzzanatot.** Egy helyi fertőzés tartós sebeket hagyhat maga után, ha nem kezelik azt. • **A hosszabb ideig alkalmazott elektródák helyén legalább naponta ellenőrizni kell, hogy nincs-e bőrirritáció vagy bőrpír.** Ehhez vegye le az elektródát, majd vizsgálja meg az elektróda alatti bőrfelület állapotát. • **Ne használja áramvezető elektródákhoz!**

Jelentse az eszközzel összefüggésben történt súlyos eseteket a gyártónak és – uniós tagállam esetén – a felhasználó és/vagy a beteg lakhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Biztonság és kezelés: A Ten20 véletlen lenyelés esetén nem mérgező. A Ten20 természetes latex gumi felhasználása nélkül készült. Tartsa szorosan lezárva a tartályt, ha nem használja a terméket. Szobahőmérsékleten tárolja; kerülve a tartósan hideg hőmérsékletet és a fagyasztást. A Ten20 különleges eljárás nélkül eldobható.



Orvostechnikai eszköz



Importőr



Forgalmazó



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

