



Ten20[®] Conductive Paste

[NO]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Ingredienser: polyoksyetylen 20 cetyleter, vann, glyserin, kalsiumkarbonat, 1,2-propandiol, kaliumklorid, montmorillonitt, natriumklorid, polyoksyetylen 20 sorbitol, metylparaben, propylparaben.

Indikasjoner for bruk: For bruk i neuroovervåkingsprosedyrer i forbindelse med ikke-gelerte nevrodiagnostiske elektroder, for eksempel: EEG-undersøkelser, fremkalt potensial-prosedyrer, PSG og MSLT.

Påføring: Limkvaliteten til Ten20 Conductive Paste er vanligvis tilstrekkelig til å feste elektrodene til huden og gi ledningsevne for den nevrodiagnostiske undersøkelsen. Plasser mengden nødvendig pasta på en overflate, for eksempel en stripe med kirurgisk tape. Skrubbe huden forsiktig med et slipemiddel som Nuprep[®]. Bruk en klokkeformet koppelektrode med hullet i midten, og sett pastaen inn i elektrodekoppen til den er litt overfylt. Plasser elektroden på det forberedte elektrodestedet og trykk med middels trykk. Bruk enten tape eller et stykke gasbind for å feste elektroden på plass.



Unngå øyekontakt. Hvis produktet blir introdusert i øyet, skylle det med varmt vann i 10 til 15 minutter. Unngå å gni øynene. • **Brukes kun lokalt på uskadd hud.** Ikke bruk på eller i nærheten av åpne sår eller kompromittert hud. • **Vær ekstra forsiktig med pasienter med hudallergi eller følsomhet overfor kosmetikk og kremer.** Hvis utslett, rødhet, kløe, hevelse eller noe unormalt forekommer på huden, må du vaske av umiddelbart. • **Pasienters toleranse for topiske produkter varierer mye.** Noen pasienter tåler dårlig lim, slipemidler, ledemedier og salter. Ta deg av klager som kan indikere produktintoleranse. • **Be pasienter om å si fra om vedvarende rødhet, ømhet eller hevelse på elektrodestedet.** Topiske infeksjoner kan etterlate permanente arr hvis de ikke behandles. • **Langtidselektrodesteder må kontrolleres for irritasjon og rødhet minst daglig ved å fjerne elektroden og vurdere hudtilstanden under elektroden.** • **Ikke bruk med strøminduserende elektroder.**

Rapporter enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten til produsenten og, hvis den er i EU, den kompetente myndigheten i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Sikkerhet og håndtering: Ten20 er giftfri hvis det ved et uhell inntas. Ten20 er produsert uten bruk av naturgummilateks. Hold beholdere tett lukket når de ikke er i bruk, og oppbevar ved romtemperatur. Unngå langvarige kalde temperaturer eller frysing. Ten20 kan kastes uten spesiell håndtering.



Medisinsk utstyr



Importør



Distributør



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

