



Ten20® İletken Macun

[TR]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

İçindekiler: Polioksietilen, 20 Setil Eter, Su, Gliserin, Kalsiyum Karbonat, 1,2-Propandiol, Potasyum Klorür, Montmorillonit, Sodyum Klorür, Polioksietilen 20 Sorbitol, Metilparaben, Propilparaben.

Kullanım Endikasyonları: Jel kullanılmayan nörodiagnostik elektrotlarla bağlantılı olarak nöron izleme prosedürlerinde kullanım için uygundur, örneğin: EEG muayeneleri, uyarılmış potansiyel prosedürler, PSG ve MSLT.

Uygulama: Ten20 İletken Macununun yapışkan kalitesi, elektrotları cilde yapıştırmak ve nörodiagnostik muayenede iletkenlik sağlamak için genellikle yeterlidir. Cerrahi bant gibi bir ürünün yüzeyine gereken miktarda macunu koyun. Cildinizi, Nuprep® gibi aşındırıcı bir ürünle nazikçe ölü deriden arındırın. Ortasında delik bulunan çan şeklinde bir çanak elektrot kullanarak elektrot kabını neredeyse kaptan taşacak kadar çok macun ile doldurun. Elektrodu, hazırlanan elektrot bölgesine yerleştirin ve orta düzeyde bir basınçla bastırın. Elektrodu yerine sabitlemek için bant ya da bir parça gazlı bez kullanın.



Göz ile temasından kaçının. Ürün göze temas ederse gözünüzü, ılık su ile 10 ila 15 dakika boyunca yıkayın. Gözü ovuşturmadan kaçının. • Sadece sağlıklı cilt üzerinde kullanın. Hassas ciltlere ve açık yaraların üzerine veya çevresine uygulamayın. • **Daha önce cilt alerjisi yaşamış ya da kozmetiklere ve losyonlara karşı hassasiyeti olan hastalara uygularken ekstra özen gösterin.** Ciltte isilik, kızarıklık, kaşıntı, şişme ya da herhangi bir anormallik meydana gelirse o bölgeyi hemen suyla yıkayıp temizleyin. • **Hastaların lokal ürünlere toleransı geniş ölçüde değişiklik gösterir.** Bazı hastalar, yapıştırıcıları, aşındırıcıları, iletken ortamı ve tuzları tolere etmekte zorlanır. Ürüne karşı intoleransı işaret edebilecek tüm şikayetlere müdahalede bulunun. • **Hastalara, elektrot bölgesinde oluşabilecek herhangi bir kalıcı kızarıklığı, ağrıyı veya şişliği bildirmelerini söyleyin.** Lokal enfeksiyonlar tedavi edilmezlerse kalıcı iz bırakabilirler. • **Elektrotun uzun bir süre için yerleştirildiği bölgeler, elektrot çıkartılarak ve elektrot altındaki cildin durumu değerlendirilerek tahriş ve kızarıklık oluşumuna karşı her gün kontrol edilmelidir. • Akım oluşturan elektrotlar ile kullanmayın.**

Cihazla ilgili ciddi bir sorun meydana gelmesi halinde durumu doğrudan üreticiye; oyun bir AB ülkesinde meydana gelmesi halinde ise durumu, kullanıcı ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirin.

Güvenlik ve Bakım: Ten20, yanlışlıkla sindirilmesi durumunda zehirli değildir. Ten20, doğal kauçuk lateks kullanılmadan üretilmiştir. Kullanılmadığında kapları, sıkı biçimde kapalı tutun, oda sıcaklığında saklayın ve uzun süre soğukta saklamaktan veya dondurmaktan kaçının. Ten20, özel bir işlem yapılmadan imha edilebilir.



Tıbbi cihaz



İthalatçı



Distribütör



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, ABD
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

