



# Ten20<sup>®</sup> Vodivá pasta

[CS]

**REF** 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

**Složení:** Polyoxyethylen 20 cetyléter, voda, glycerin, uhličitán vápenatý, 1,2-propandiol, chlorid draselný, montmorillonit, chlorid sodný, polyoxyethylen 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben.

**Indikace pro použití:** Pro použití při neuromonitorování ve spojení s negelovanými neurodiagnostickými elektrodami, např.: EEG vyšetření, vyvolání potenciálních postupů, PSG a MSLT.

**Použití:** Kvalita přilnavosti vodivé pasty Ten20 je obvykle dostatečná pro přilnutí elektrod ke kůži a zajištění vodivosti pro neurodiagnostické vyšetření. Nejprve jemně obruste kůži abrazivním přípravkem, jako je například Nuprep<sup>®</sup>. Pomocí elektrody ve tvaru zvonu s otvorem uprostřed ponořte elektrodu do nádoby Ten20 a nabírejte pastu, dokud není nádoba s elektrodou mírně přeplněná. Umístěte elektrodu na připravené místo pro elektrodu a přitlačte ji středním tlakem. K upevnění elektrody na místě použijte pásku nebo kousek gázy.



**Vyhňte se očnímu kontaktu. Pokud se přípravek dostane do oka, vyplachujte je teplou vodou po dobu 10 až 15 minut. Vyhňte se protírání očí. • Používejte pouze lokálně na neporušenou pokožku.** Nepoužívejte na otevřené rány nebo narušenou pokožku, nebo v jejich blízkosti. • **U pacientů s anamnézou kožních alergií nebo citlivosti na kosmetické přípravky a pleťové vody dbejte zvýšené opatrnosti.** Pokud se na kůži objeví vyrážka, zarudnutí, svědění, otok nebo jiná abnormalita, okamžitě ji omyjte. • **Tolerance pacientů vůči topickým přípravkům se značně liší.** Někteří pacienti špatně snášejí lepidla, abraziva, vodivá média a soli. Reagujte na jakoukoli stížnost, která může signalizovat nesnášenlivost vůči produktu. • **Poučte pacienty, aby informovali o jakémkoli přetrvávajícím zarudnutí, bolestivosti nebo otoku v místě elektrody.** Topické infekce mohou zanechat trvalé jizvy, pokud se neléčí. • **Body, ve kterých je elektroda dlouhodobě umístěna, je třeba kontrolovat, zda nejsou podrážděné a zarudlé, a to nejméně jednou denně vyjmutím elektrody a zhodnocením stavu kůže pod elektrodou.** • **Nepoužívejte s elektrodami indukujícími proud.**

**Nahlase jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti se zařízením, výrobcí, a pokud se nachází v EU, příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.**

**Bezpečnost a manipulace:** Ten20 není při náhodném požití toxický. Ten20 se vyrábí bez použití latexu z přírodního kaučuku. Nádoby uchovávejte v pokojové teplotě. Vyhňte se dlouhodobě nízkým teplotám nebo mrazu. Nádoba je určena pouze pro **JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ**. Po otevření může být pasta použita pouze pro jednoho pacienta a poté musí být zlikvidován. Ten20 lze zlikvidovat bez zvláštního zacházení.



Zdravotnickým prostředkem



Dovozcem



Distributorem



**Weaver and Company**  
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

