



# Ten20<sup>®</sup> Laidžioji pasta

[LT]

**REF** 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

**Sudedamosios dalys:** polioksietileno (20) cetilo eteris, vanduo, glicerinas, kalcio karbonatas, propan-1,2-diolis, kalio chloridas, montmorilonitas, natrio chloridas, polioksietileno (20) sorbitolis, metilparabenas, propilparabenas.

**Naudojimo indikacijos:** skirta neuromonitoringo procedūroms su neurodiagnostikos elektrodais nenaudojant gelio, pvz.: EEG tyrimams, sukeltoms galimoms procedūroms, PSG ir MSLT.

**Naudojimas:** „Ten20“ laidžiosios pastos klijų kokybė paprastai yra pakankama, kad elektrodai priliptų prie odos ir užtikrintų laidumą neurodiagnostikos tyrimui atlikti. Pirmiausia, švelniai patrinkite odą šveičiamąja priemone, pvz., „Nuprep<sup>®</sup>“. Naudodami varpo formos indo elektrodą su anga centre, panardinkite elektrodą į „Ten20“ indą ir išimkite pastą, kol elektrodo puodelis bus šiek tiek persipildęs. Įstatykite elektrodą į jam paruoštą vietą ir lengvai paspauskite. Norėdami pritvirtinti elektrodą, naudokite juostą arba marlės gabalėlį.



**Venkite kontakto su akimis. Produktui patekus į akis, 10–15 minučių jas skalaukite šiltu vandeniu. Netrinkite akių. • Naudoti išoriškai, tik ant nepažeistos odos.** Nenaudoti ant ar šalia atvirų žaizdų arba pažeistos odos. • **Būkite ypač atsargūs naudodami pacientams, kuriems anksčiau yra pasireiškusi odos alergija ar jautrumas kosmetikos priemonėms bei losjonams.** Atsiradus bėrimui, paraudimui, niežuliui, patinimui ar odos pakitimams, nedelsdami ją nuplaukite. • **Pacientai skirtingai toleruoja paviršinius produktus.** Kai kurie pacientai prastai toleruoja klijus, abrazyvines, laidžiąsias medžiagas ir druskas. Reaguokite į bet koki nusiskundimą, kuris gali rodyti produkto netoleravimą. • **Paprašykite pacientų pranešti apie nuolatinį paraudimą, skausmą ar patinimą elektrodo vietoje.** Negydamos vietinės infekcijos gali palikti nuolatinius randus. • **Ilgalaikėse elektrodo vietose dirginimą ir paraudimą reikia tikrinti ne rečiau kaip kasdien nuimant elektrodą ir įvertinant odos būklę po elektrodo.** • **Nenaudokite su srovę indukuojančiais elektrodais.**

**Pranešti gamintojui apie bet kokią rimtą situaciją, susijusią su prietaisu, ir, jei tai įvyko ES, valstybės narės, kurioje yra vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.**

**Sauga ir tvarkymas:** „Ten20“ nėra kenksmingas netyčia nurijus. „Ten20“ gaminamas nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso. Indus laikyti kambario temperatūroje. Vengti ilgalaikio žemos temperatūros poveikio ar šalčio. Talpa skirta **TIK VIENAM NAUDOJIMUI**. Atidarytą pastą naudoti tik vienam pacientui, o tada išmesti. „Ten20“ galima šalinti be specialaus apruošimo.



Medicinos priemonė



Importuotojas



Platintojas



**Weaver and Company**  
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, JAV  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

