



## Vodivá pasty Ten20®

[SK]

**REF** 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

**Zloženie:** polyoxyetylén 20 cetyl éter, voda, glycerín, uhličitan vápenatý, 1,2-propándiol, chlorid draselný, montmorillonit, chlorid sodný, polyoxyetylén 20 sorbitol, metylparabén, propylparabén.

**Indikácie na použitie:** Na použitie pri zákrokoch neurologického monitoringu s neurologickým diagnostickými elektródami bez použitia gélu, napr.: vyšetrenia EEG, zákroky s evokovaným potenciálom, RSG a MSLT.

**Použitie:** Priľnavosť vodivej pasty Ten20 je zvyčajne dostatočná na to, aby udržala elektródy na pokožke a poskytla dostatočnú vodivosť pri neurologickom diagnostickom vyšetrení. Najprv pokožku jemne potrite abrazívnym prípravkom, ako napríklad Nuprep®. Prísavkovú elektródu v tvare zvonu s otvorom v strede ponorte do nádoby s prípravkom Ten20 a naberte ňou pastu, kým nebude prísavka elektródy mierne preplnená. Elektródu položte na pripravené miesto a zatlačte ju stredne silným tlakom. Na upevnenie elektródy na mieste použite buď pásku alebo kúsok gázy.



**Vyhňte sa kontaktu s očami. Ak sa prípravok dostane do oka, oplachujte ho vodou 10 až 15 minút. Oči si netrite. • Používajte lokálne len na neporušenej pokožke.** Nepoužívajte na alebo v blízkosti otvorených rán alebo poškodenej pokožky. • **U pacientov s predchádzajúcimi kožnými alergiami alebo citlivosťou na kozmetiku a telové mlieka postupujte mimoriadne opatrne.** Ak sa na pokožke objavia vyrážky, začervenanie, svrbenie, opuch alebo iný abnormálny jav, prípravok okamžite umyte. • **Znášanie lokálnych výrobkov sa u pacientov veľmi líši.** Niektorí pacienti tolerujú adhezíva, abrazívne látky, vodivé médiá a soli veľmi zle. Reagujte na každú sťažnosť, ktorá môže signalizovať intoleranciu produktu. • **Pacientov poučte, aby nahlásili trvalé začervenanie, bolesť alebo opuch v mieste aplikovania elektródy.** Lokálne infekcie môžu pri neliečení zanechať trvalé jazvy. • **Miesta s dlhodobou aplikáciou elektród sa musia minimálne každý deň kontrolovať, či v nich nedochádza k podráždeniu a začervneniu, tak že sa elektródy odoberie a stav pokožky pod elektródou sa vyhodnotí.** • **Nepoužívajte s elektródami indukujúcimi prúd.**

Každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s pomôckou, nahláste výrobcovi a v prípade krajín EÚ aj kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ/pacient bydlisko.

**Bezpečnosť a manipulácie:** prípravok Ten20 je v prípade náhodného požitia netoxický. Prípravok Ten20 sa vyrába bez použitia prírodného latexu. Nádoby skladujte pri izbovej teplote. Prípravok dlhodobo neskladujte pri nízkych teplotách alebo v mraze. Nádoba je navrhnutá **LEN NA JEDNO POUŽITIE**. Po otvorení sa musí pasta použiť len u jedného pacienta a potom vyhodniť. Prípravok Ten20 sa môže zneškodniť bez potreby špeciálnej manipulácie.



Zdravotnícka pomôcka



Dovozca



Distribútor



**Weaver and Company**  
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

