



# Nuprep® Gel Para Eletrodo

[PT]

**REF** 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

**Ingredientes:** Água, óxido de alumínio, 1,2-propanodiol, poliacrilato de sódio, metilparabeno, propilparabeno, Azul FD&C 1, Vermelho FD&C 40, Amarelo FD&C 5.

**Indicações de uso:** Para uso quando uma impedância mais baixa da pele iria aumentar os resultados do teste; por exemplo, exames EEG (eletroencefalograma), procedimentos potenciais evocados, testes de stress ECG (eletrocardiograma), monitoração de reabilitação cardíaca e procedimentos de exame de monitoração com cateter cardíaco.

**Aplicação:** Coloque a quantidade de gel necessária sobre uma superfície, como um pedaço de gaze. **Para eletrodos não descartáveis**, raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep em um cotonete e, em seguida, esfregando-o na pele com 4 ou 5 movimentos circulares pequenos; remova todo o excesso de gel e, em seguida, aplique eletrodos nos locais preparados. **Para eletrodos cardíacos**, raspe suavemente a pele colocando uma pequena quantidade de Nuprep sobre um pedaço de gaze e, em seguida, esfregue suavemente na pele com 4 ou 5 movimentos circulares; remova todo o Nuprep dos locais dos eletrodos usando uma gaze seca antes de aplicar os eletrodos. Com recém-nascidos e pacientes geriátricos, aplique muito menos pressão do que com adultos.



**Evite o contato com os olhos. Em caso de introdução do produto no olho, enxágue com água morna por 10 a 15 minutos. Evite esfregar os olhos.** • Use de maneira tópica apenas em pele intacta. Não use em feridas abertas ou perto delas, nem em pele comprometida. • Tenha cuidado extra com pacientes com histórico de alergias cutâneas ou sensibilidade a cosméticos e loções. Caso surjam erupções, vermelhidão, comichão, inchaço ou anomalias na pele, lave para retirar o produto imediatamente. • Não use com eletrodos indutores de corrente. • Não fricção demais; pode ocorrer abrasão tópica com formação de cicatriz permanente. • O Nuprep gel contém materiais insolúveis que podem obscurecer ou interferir em um exame de ressonância magnética. Antes de um exame de ressonância magnética, certifique-se de que todos os materiais usados no exame de neurodiagnóstico sejam limpos dos locais dos eletrodos.

**Relate ao fabricante todos os incidentes graves que ocorrerem em relação ao dispositivo, e, caso isso ocorra na UE, informe também à autoridade competente do Estado-Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido.**

**Contraindicações:** Nuprep é contraindicado a pacientes com sensibilidade aos componentes da sua formulação.

**Segurança e manuseio:** O Nuprep não é tóxico se ingerido acidentalmente. O Nuprep é fabricado sem o uso de látex de borracha natural. Mantenha os recipientes firmemente fechados quando não estiverem em uso. Não são necessárias condições especiais de armazenamento. O Nuprep pode ser descartado sem manuseio especial.



Dispositivo médico



Importador



Distribuidor

**Importador:** EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. **Endereço:** Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca, São Paulo, SP - CEP:05001-200. CNPJ:04.967.408/0001-98. E-MAIL: brazilvigilance@emergogroup.com **ANVISA No:** 80117580104 **Responsável Técnico:** Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP:42415 **Modelos:** #10-30: 3 bisnagas por embalagem; #10-61: 6 bisnagas por embalagem; #10-25S: 1 bisnaga por embalagem.

**O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO**



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, EUA  
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

